

### MAXSO PLUS

#### TAY KHOAN KHỦY

- **Beyes** cung cấp nhiều loại tay khoan khủy để đáp ứng mọi nhu cầu điều trị hàng ngày của bạn.
- Tay khoan **Beyes** hoạt động hoàn hảo với cán mũi khoan thông thường, mang đến sự tiện lợi và linh hoạt cho nhu cầu đa dạng của bác sĩ lâm sàng. Đầu và vỏ đều có thể hấp tiệt trùng 135°C và độ bền lâu dài.
- Tay cầm và đầu có thể được bán rời. Do đó, bạn có thể kết hợp chúng tùy mục đích sử dụng của bạn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT	MAXSO PLUS	MAXSO PLUS
	SL3066	SL3068
Model	M29-MH01	M29L-MH01
Đèn	Không	Có
Tỉ lệ chuyển tốc	1:1	1:1
Có tia nước	Có	Có
Loại mũi khoan	CA	CA



MODEL M29-MH01

MÃ SỐ SL3066

- Có nút bấm
- Không đèn



MODEL M29L-MH01

MÃ SỐ SL3068

- Có nút bấm
- Có đèn

#### TAY KHOAN THẲNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT	MAXSO PLUS
	ST2008
Model	S20A-IS
Tỉ lệ chuyển tốc	1:1
Có tia nước	Có
Đèn	Không
Loại mũi khoan	PM



MODEL S20A-IS

MÃ SỐ ST2008

#### ĐỘNG CƠ MAXSO AIR MOTOR

- **M20A-IS Motor** có mô-men xoắn hiệu quả, mạnh mẽ và ổn định với tốc độ hoạt động lên đến 20.000 vòng/ phút.
- Động lực học chất lưu cải tiến tạo ra mô-men xoắn gấp đôi so với mô tơ tốc độ thấp thông thường trong phạm vi 5.000.000 - 10.000 vòng/ phút.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT	MAXSO PLUS
	MT2009
Kết nối	6 lỗ
Đèn	Có
Maximum speed	20,000 rpm



MODEL M29L-MH01

MÃ SỐ MT2009