

MAXSO SMART

TAY KHOAN KHUỖU

Beyes cung cấp nhiều loại tay khoan với thiết kế tay cầm chắc chắn, và dễ cầm nắm, mang đến sự tiện lợi và linh hoạt cho mọi nhu cầu đa dạng của nha sĩ.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT	MAXSO SMART
	SL2028
Model	CS1-CH04
Đèn	Không
Tỉ lệ chuyển tốc	1:1
Có tia nước	Không
Loại mũi khoan	CA

- Không có nút bấm
- Không đèn



TAY KHOAN THẲNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT	MAXSO SMART
	ST2010
Model	S20A
Tỉ lệ chuyển tốc	1:1
Có tia nước	Không
Đèn	Không
Loại mũi khoan	PM



ĐỘNG CƠ MAXSO AIR MOTOR

- Mô-men xoắn mạnh ngay cả lúc tốc độ chậm
- Bền bỉ, thời hạn sử dụng lâu
- Trọng lượng nhẹ, khả năng cân bằng hoàn hảo
- Kiểm soát tốc độ liên tục ngay cả lúc điều khiển mũi khoan xoay tới hoặc đảo chiều
- Khóa kép đơn giản và an toàn
- Sử dụng được với nồi hấp áp suất khử trùng
- Tuân thủ các tiêu chuẩn ISO quy định

THÔNG SỐ KỸ THUẬT	MAXSO SMART	MAXSO SMART
	MT2010	MT2010-S
Kết nối	4 lỗ	4 lỗ
Đèn	Không	Không
Maximum speed	20,000 rpm	20,000 rpm



BỘ TAY KHOAN	MÃ SỐ
MAXSO SMART Low Speed Kit (MT2010-S + SL2028 + ST2010)	KIT2010-S
MAXSO SMART High & Low Speed Kit (MT2010-S + SL2028 + ST2010 + HP2105)	KIT3412-S