

MAXSO X92

TAY KHOAN KHUỖU

- Trải nghiệm hoạt động của máy với lực cắt mạnh - chính xác cùng tay cầm implant **X92** của **Beyes**.
- Bộ phận chính này có cả hệ thống phun nước bên trong và bên ngoài để làm mát tối đa ở những nơi cần thiết nhất.
- Thiết kế tay cầm vượt trội với đường cong vừa vặn tạo nên sự cân bằng hoàn hảo, giúp hoạt động chính xác cao.
- Bề mặt được phủ titan, chống trầy xước đảm bảo độ bền lâu dài.



MÃ SỐ SL3019

Sản xuất tại Canada

MẪU HÀNG

MAXSO X92, Contra Angle, 20:1 Implantology, Non-Optic, Push Button, CA Burs

MÃ SỐ

SL3019



ĐỘNG CƠ IMPLANTER

IMPLANTER MOTOR

- Màn hình màu lớn cho phép hiển thị rõ ràng.
- Thông số đặt trước giúp tiết kiệm thời gian.
- Mô tơ và dây có thể hấp tiệt trùng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT	
Vùng tốc độ quay	1:5
Vùng momen xoắn 20:1	5N.cm - 80N.cm
Công suất phun nước (theo ISO 7785-2) (ml/min)	110ml/min
Kích thước máy	276mm x 267mm x 20mm
Trọng lượng	140g
Công suất	AC 220V 50/60Hz



Sản xuất tại Canada