

## MAXSO X99

### TAY KHOAN KHUỖU

- Dòng tay khoan khuỷ Maxso của Beyes ứng dụng công nghệ mới nhất để tăng tần suất thao tác và độ bền nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho người dùng.
- Dễ quan sát và tiếp cận vùng thao tác rất tốt và là tiêu chí được đánh giá cao nhất, đồng thời chú trọng trong thiết kế thân tay khoan thon gọn và thẩm mỹ cao.

- Titan
- Hệ thống chống nóng
- Hệ thống đầu sạch
- 4 tia phun sương
- Có đèn



THÔNG SỐ KỸ THUẬT	X99 SERIES
Tỉ lệ chuyển tốc	1:5
Công suất phun nước (theo ISO 7785-2) (ml/min)	> 50
Áp suất nước (bar)	0.5 – 2 (1.5)
Có tia nước	4 tia
Loại mũi khoan	FG

MẪU HÀNG	MÃ SỐ
MAXSO X99L, Contra Angle, 1:5, Quattro Spray, Fiber Optic, Push Button, FG Burs	SL3025